

ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ METODOU real-time PCR

Příjem materiálu: NON-STOP

Odběry: Odběrové centrum GALEN, tel.: +420 465 350 664

Po: 6:00 – 10:00, Út – Pá: 6:30 – 10:00

Jméno a příjmení:	
ID:	
ZP:	
Diagnóza:	
Druh materiálu:	
Datum a čas odběru:	
Odebral:	

Razítko (vč. IČP) a podpis:

Datum a čas příjmu materiálu :

Nabídka vyšetření patogenů:

☐ **Clostridium difficile**
(stolice)²

☐ **Influenza A,B a RSV**
(výtěr z krku, nosu, nasofaryngu, BAL)^{1,2}

☐ **Mycobacterium tuberculosis**
(sputum)²

☐ **Chlamydia trachomatis**
(stěr z urogenitálu, spojivkového vaku, moč)^{1,2}

☐ **Mycoplasma genitalium/hominis**
(stěr z urogenitálu, moč)^{1,2}

☐ **Neisseria gonorrhoeae**
(stěr z urogenitálu, moč)^{1,2}

☐ **Ureaplasma parvum/urealyticum**
(stěr z urogenitálu, moč)^{1,2}

☐ **HPV (HPV 16, HPV 18/45 a další HR HPV)**
(stěr z hrdla děložního)¹

Pokyny k preanalytické fázi:

• Odběrové soupravy (na vyžádání zdarma) :

¹ E-SWAB 1621 - výtěrový tampon standardní (červená), E-SWAB 1622 - výtěrový tampon flexibilní, nasofaryngeální (modrá), E-SWAB 1623 - výtěrový tampon minityp (oranžová)

² Sterilní nádobka

• Odběrové soupravy skladovat při teplotě 5 – 25°C.

• Při odběru používat beztalkové rukavice!

• Zamezit kontaktu s aplikátorem pod barevným označením lámacího bodu.

• Odebraný vzorek co nejdříve dopravit do laboratoře. V případě skladování vzorku je nutné vzorek uchovávat při teplotě 2 – 8 °C.