

HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

Rodné čís.:

(Datum narození)

Příjmení:

Jméno, tit.:

Dg.:

ZP: Faktura: Pohlaví: ☒ M ☐ Ž



HTO Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Orlickoústecká nem., ČSA 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 710 240 E-mail: hto.oun@nempk.cz

Příjem materiálu: NON-STOP

Odběry: OC Ústí n. Or. **GALEN**, tel.: +420 602 150 302

OC OUN - budova F, tel.: +420 465 710 165

OC Vys. Mýto, **Poliklinika**, tel.: +420 601 376 257

Po: 6:00- 10:00, Út - Pá: 6:30- 10:00

Dat: odběru:

Čas odběru:

Laboratorní číslo:

STATIM

Datum a čas příjmu materiálu:

Přijal:

Antikoagulační léčba:

Odebraný materiál: S srážlivá krev ☐ P nes. krev ☐ Jiný ☐

Hematologie ☒ T ₂₄₀	Koagulace ☒ K T ₁₂₀	Imunohematologie ☒ P	Sérologie T ₂₄₀ *
☐ Krevní obraz+diff přístrojově	☐ screening	☐ Krevní skupina+Rh	☐ HIV 1/2p24
☐ Diff mikroskopicky	☐ Protromb.čas-Quick	☐ Screening protilátek	☐ CMV
☐ Retikulyocyty	☐ Korekce Quick	☐ Identifik. protilátek	☐ Toxoplazmóza
☐ Shistocyty	☐ aPTT	☐ Titr protilátek	
☐ Sedimentace	☐ Korekce aPTT	☐ Coombs přímý	Hepatitidy
☐	☐ Trombinový čas	☐ Coombs nepřímý	☐ HBsAg
☐	☐ Fibrinogen	☐ Chlad. protilát. T ₁₅ ②	☐ HBeAg
☐	☐ D-dimery	☐ Opis KS	☐ Anti-HBe
☐	☐ Antitrombin	☐	☐ Anti-HBc
☐	☐ Anti-Xa aktiv. T ₁₅ ①	☐	☐ Anti-HBs
☐	☐ Rivaroxaban T ₁₅ ①	☐ KS novorozenecké KS	☐ Anti-HAV IgM
☐	☐ Apixaban T ₁₅ ①	☐ matky: ③	☐ Anti-HAV IgG
☐	☐ Dabigatran T ₁₅ ①		☐ Anti-HCV
	trombofilie		
	☐ Protein C		
	☐ Protein S		
	☐ Volný Protein S		
	☐ APC rezistence	Jiné	
	faktory		Sérologie Lues
	☐ Faktor VIII		☐ a.TPHA
	☐ Faktor IX		☐ RRR
	☐ von Willebrandt Ac		
	☐ von Willebrandt Ag		
	☐ Lupus antikoagulans		

Vysvětlivky k preanalytické fázi:

Bez označení – zkumavka s gelem, červený uzávěr, dop. Greiner, kat.č.: 454071 (4 ml)

☒ Nesrážlivá krev (K₃EDTA), fialový uzávěr, dop. Greiner, kat.č.: 454087 (2 ml)

pro imunohematolog. vyšetření kat.č.: 456036 (6 ml), nutno dobře promíchat (8 – 10x)

☒ Nesrážlivá krev (Na⁺ citrát), světle modrý uzávěr, dop. Greiner, kat.č.: 454326 (4ml), nutno dobře promíchat (8-10x)

T₁₅ Odebraný materiál doručit ihned do laboratoře (do 15 minut)

T₁₂₀ Odebraný materiál doručit do laboratoře do 2h

T₂₄₀ Odebraný materiál doručit do laboratoře do 4h

T₂₄₀* Odebraný materiál doručit do laboratoře do 4h nebo do 24h při sklad. t=2-8°

① Odběr provést 3 až 4h po aplikaci LMWH

② Ihned po odběru zkumavku se vzorkem umístit do termostatu (t=37°C), vyčkat oddělení plazmy, plazmu stáhnout a dodat do laboratoře

③ KS matky vyplíše požadující lékař

Razítko (vč. IČP) a podpis